

Phoenix



Le Phoenix est le symbole de la réadaptation et l'ergothérapie.

Le fauteuil peut être adapté à des nouvelles circonstances et il est l'outil indispensable pour les adultes qui souffrent des problèmes de posture ou des escarres.

Fauteuil réglable en largeur et profondeur d'assise

Dossier 3D (réglable en hauteur, largeur et profondeur)

Existe en 03 versions : Manuelle, semi-électrique, électrique avec mémorisation de position

Tilt in Space (Inclinaison dans l'espace):

Fonction qui permet de basculer le fauteuil en conservant l'angle entre l'assise et le dos.

Super confortable avec des caractéristiques de réduction de pression très prononcés.

Réglable en moins d'une minute, sans outil.

Dossier multi-sections | adaptable et innovant

Adaptation multidimensionnelle des accoudoirs, repose-pieds, assise et dossier

Concept

Conçu pour un maximum de soutien de la partie supérieure du corps, grâce aux supports latéraux et à son appui-tête, Phoenix peut être réglé en fonction des besoins évoluant d'une personne en réadaptation et répond aux besoins longs terme lors d'un état dégénérant.

Le Phoenix convient aux adultes touchés par une des conditions ou maladies suivantes

Infirmité motrice cérébrale-Spina bifida-Traumatisme médullaire-Maladie de Parkinson

Maladie neurodégénérative-Accident vasculaire cérébral-Sclérose en plaques-Maladie d'Alzheimer

Démence avancée-Ostéoporose

Le Phoenix est très efficace auprès des patients qui ont des problèmes de posture et qui sont touchés par :

Les Escarres-Affaissement-Cyphose-Scoliose-Contractions des muscles-Œdèmes

Évaluation

Nos experts évaluent chaque cas précis, identifient les besoins spécifiques et prennent les dimensions corporelles de chaque individu. Le Phoenix se règle en fonction du besoin et des spécificités de chacun. S'il est nécessaire pour l'utilisateur d'avoir un support spécifique (sur mesure) c'est possible.

Réglage

Le Phoenix se règle en moins d'une minute. C'est très pratique pour l'utilisation de fauteuils accueillant plusieurs patients à tour de rôle, dans maisons et foyers médicalisés, les maisons de retraite ou encore dans les hôpitaux.

Accessoires

Coussin d'assise incliné-Rembourrage accoudoirs – poche latérale- cales tronc

Cales jambes –couverture accoudoirs – réducteur d'accoudoirs.

Garantie

Le Phoenix à 7 ans de garantie sur le cadre (chassie) et 1 an de garantie, la garniture, si le fauteuil est utilisé et correctement