

Cahier des charges

Configurations:

Avec barreaux en bois:




Avec portes en plexiglas:



Avec capitonnage intérieur transparent:



Nuancier



wenge
(90.950)

basalt
(90.953)

walnut
(90.951)

barrique
(90.954)

teak
(90.952)

beech
"natural oiled"
(90.100)

Modèle de Lit TOM



Hauteur électrique du sommier 20-90 cm sans les roues -34-104 cm avec les roues

Dimensions du sommier

70X140 cm 65X155 cm 90X170 cm 90X200 cm 100X200 cm 120x200 cm

Portes

4 Portes 4 Portes sur les 2 côtés du lit 2 Portes 270°

Fonctionnalités du sommier

Pas de réglage Relève buste plicature jambes réglage électrique Relève buste plicature jambes réglage manuel Fonction proclive-déclive

Hauteur de barrières/Hauteur total du lit

72 cm/114 cm 113 cm/155 cm 135 cm/177cm 150 cm/192cm Autres

Système fermeture de portes

Lock I Lock II Lock III Lock IV

Roues

Sans Standards-15cm de hauteur Roues en bois

Capitonnage /Position du capitonnage oui Non

Fixe Fixe et transparent sur les portes Amovible -fixation velcro

Sur les portes Sur la tête du lit Sur le pied du lit Sur le dos du lit Hauteur capitonnage

Plexiglass /Position du Plexiglass oui Non

Sur les portes Sur la tête du lit Sur le pied du lit Sur le dos du lit Hauteur Plexiglass

Matelas et et housse de protection

Polyfoam Avec ressorts Mémoire de forme Latex Housse de protection

Equipements

Tiroirs Toiture Potence Protection sommier Protection motorisation Trou pour câblage

Couleurs bois

Couleurs capitonnage

Demande spécifique

Nom -Tel -Email


ACCESSOIRES LITS




Lock SAVI I (magnétique)




Lock SAVI I, métal




Lock SAVI II



SAVI lock III sans résistance




SAVI lock IV avec résistance



Serrure de porte «fermeture facile»



Vérouillage de porte externe



serrure de porte extérieure sur le côté du lit



passage de tuyau (espace) sur le long rail latéral



passage du tuyau à travers la section tête/pied (espace)



ouvertures d'alimentation (trou) avec mécanisme de verrouillage



porte pliante version 270°



porte pliante version 270°



porte coulissante pliante



barrières latérales abaissables électriquement



barrière latérale abaissable



autoprotection



porte pliante




porte pliante



porte pliante



support métallique



support en bois



Support de perfusion en métal



Pied avec découpe



Protection de marche pour sommier à lattes




Nom de l'enfant personnalisé sur le devant du lit



Capitonnage
intérieur




aide à l'entrée en
simili cuir



Toiture en filet



ouvertures d'alimentation
(trou) avec mécanisme de
verrouillage



ouvertures d'alimentation (trou) avec
mécanisme de verrouillage



potence de chevet



Tiroirs



Barres de couleurs



étagère



boitier
verrouillable



barrière latérale cachée



Kit d'entretien des bois