

Cahier des charges

Configurations

Avec barreaux en bois massif:



Avec portes en plexiglas:



Avec capitonnage intérieur:



Nuancier



wenge
(90.950)

basalt
(90.953)

walnut
(90.951)

barrique
(90.954)

teak
(90.952)

beech
"natural oiled"
(90.100)

Modèle de Lit Jonas

sommier fixe à 50 cm sans les roues



Dimensions du sommier

90X200 cm

100X200 cm

Portes

4 Portes

4 Portes sur les 2 côtés du lit

2 Portes 270°

Fonctionnalités du sommier

Pas de réglage
Relève buste plicature jambes réglage électrique

Relève buste plicature jambes réglage manuel
Fonctions proclive-déclive

Hauteur de barrières/Hauteur total du lit

70 cm/114 cm

100cm/150 cm

125 cm/175cm

150 cm/200cm

170cm/220cm

Système fermeture de portes

Lock I

Lock II

Lock III

Lock IV

Roues

Sans

Standards-15cm de hauteur

Roues en bois

Capitonnage /Position du capitonnage

oui

Non

Fixe

Fixe et transparent sur les portes

Amovible -fixation velcro

Sur les portes

Sur la tête du lit

Sur le pied du lit

Sur le dos du lit

Hauteur capitonnage

Plexiglass /Position du Plexiglass

oui

Non

Sur les portes

Sur la tête du lit

Sur le pied du lit

Sur le dos du lit

Hauteur Plexiglass

Matelas et et housse de protection

Polyfoam

Avec ressorts

Mémoire de forme

Latex

Housse de protection

Equipements

Tiroirs

Toiture

Potence

Protection sommier

Protection motorisation

Trou pour câblage

Couleurs bois

Couleurs capitonnage

Demande spécifique

Nom -Tel -Email


ACCESSOIRES LITS




Lock SAVI I (magnétique)




Lock SAVI I, métal




Lock SAVI II



SAVI lock III sans résistance



SAVI lock IV avec résistance



Serrure de porte «fermeture facile»



Vérouillage de porte externe



serrure de porte extérieure sur le côté du lit



passage de tuyau (espace) sur le long rail latéral



passage du tuyau à travers la section tête/pied (espace)



ouvertures d'alimentation (trou) avec mécanisme de verrouillage



porte pliante version 270°



porte pliante version 270°



porte coulissante pliante



barrières latérales abaissables électriquement



barrière latérale abaissable



autoprotection



porte pliante




porte pliante



porte pliante



support métallique



support en bois



Support de perfusion en métal



Pied avec découpe



Protection de marche pour sommier à lattes




Nom de l'enfant personnalisé sur le devant du lit



Capitonnage
intérieur




aide à l'entrée en
simili cuir



Toiture en filet



ouvertures d'alimentation
(trou) avec mécanisme de
verrouillage



ouvertures d'alimentation (trou) avec
mécanisme de verrouillage



potence de chevet



Tiroirs



Barres de couleurs



étagère



boitier
verrouillable



barrière latérale cachée



Kit d'entretien des bois