

L'AVENIR DES SOINS DE LONGUE DURÉE : ÉCONOMIQUE ET CONFORTABLE



UNE OFFRE INCLUANT :

resah
Fournisseur

BARRIÈRES PLEINES



MATELAS À MÉMOIRE
DE FORME




POTENCE

1993.68 € HT

ÉQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS : PROCLIVE/DÉCLIVE ÉLECTRIQUE ,
RELEVÉ BUSTE ET PLIATURE JAMBE ÉLECTRIQUE

HAUTEUR ÉLECTRIQUE DU SOMMIER AVEC MATELAS :
23 À 80 CM



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage de la hauteur avec matelas

23 cm à 80 cm

Charge de travail sûre

200 kg

Dimensions extérieures largeur x
longueur x hauteur

101 cm x 214 cm x 86 [126] cm

Dimensions du matelas

90 cm x 200 cm x 15 cm

Sommier

Métallique ou à lattes

Boîtier de commande du système
actionneurs/télécommande

LINAK (CA20 / LA24 / HL74 Confort)

Roulette

100 mm (diamètre) avec un frein


Garantie

2 ans


Offre

Vente / Location*

ACCESSOIRES



EXTENSION DE SOMMIER



AIDE À LA LEVER



BARRIÈRES 3/4



TABLETTE DE LIT



PROTECTION REMBOURRÉE
POUR BARRIÈRES



BUTÉE MURALE
MÉTALLIQUE

BARIATRIE

LIT BARIATRIQUE **E 350**



Sommier : 120x200 cm
Poids max de charge : 350 kg

LIT BARIATRIQUE **E 250**

PROCLIVE-DECLIVE



Sommier : 120x200 cm
Poids max de charge : 250 kg