


# FICHE TECHNIQUE NIMO



Mesure	Taille 1	Taille 2
A Largeur d'assise	299mm	399mm
B Largeur totale	519mm	519mm
C Longueur du dossier	510mm	640mm
D Hauteur d'assise	600mm - 700mm	600mm - 700mm
E Hauteur totale	1228mm - 1326mm	1228mm - 1326mm
F Profondeur d'assise	275mm	300mm
G Angle d'inclinaison	45°	45°

Charge maximum d'utilisation : 63,5Kg