

MARÉE

CHAISE DE BAIN



EQUIPEMENT STANDARD



Le tissu 3D-Spacer à séchage rapide épouse les formes du corps, offrant confort et soutien.

S'incline jusqu'à 45° sur place, éliminant ainsi le besoin de transfert supplémentaire

Mécanisme d'inclinaison manuel facile à utiliser avec système de commande à tige solide sans accrocs nécessitant un entretien minimal.

Sécurité en milieu humide grâce aux roulettes freinées

Cadre principal en acier robuste et très durable

Accoudoirs réglables pour une plus grande facilité d'accès

Coussins latéraux rembourrés en option pour une sécurité accrue

La fixation en tissu à boucle à clic est facilement amovible pour le lavage, ce qui améliore l'hygiène et la prévention des infections.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur

Assise - 19"



460mm / 580mm

Global



620mm

Longueur

Global



1095mm

Global (Inclinée)



1350mm

Profondeur

470mm



470mm

Hauteurs

Assise



560mm

Global



1275mm

Appuie-tête



250mm

Accoudoir



130mm

Dégagement

980mm



980mm

Poids Chaise à Vide

20Kg

Charge Maximale à Vide

180Kg

MODÈLES DISPONIBLES



MARÉE ADULTE



MARÉE PÉDIATRIQUE



MARÉE BÉBÉ



MARÉE BARIATRIQUE

ACCESSOIRES



**Soutien complet
du corps
ReMould**



**Support multiple
ReMould**




Siège flexible



**Soutien lombaire
ReMould**



**Siège en fer à
cheval**



**Coussin
triangulaire**