


FICHE TECHNIQUE CREST



	Small	Médium	Large
A Largeur du haut	440mm	463mm	587mm
B Largeur des hanches	348mm	392mm	472mm
C Largeur des genoux	376mm	378mm	419mm
D Largeur des pieds	329mm	335mm	376mm
E Hauteur du dossier	663mm	693mm	868mm
F Longueur des cuisses	277mm	369mm	483mm
G Angle d'inclinaison	45°	45°	45°

Charge maximum d'utilisation : 175Kg