

Fiche Technique

MODÈLE :		Lit Alzheimer E23
Charge [kg]	Poids maximal du patient	165
	Charge de travail sûre (CTS)	200
	Potence	80
Dimensions [cm]	Extérieur [Larg x Long x H]	101 x 214 x 86/126
	Support de matelas (MSP) [Larg x long]	90x200
	Dégagement sous le lit (dans la position la plus basse de la MSP)	7
Ajustement	Hauteur du lit (avec matelas standard)	23 ÷ 80
	Angle - Repose buste / Plicature-jambes/Plicatures-jambes/ Proclive [°]	0 ÷ 70 / 0 ÷ 35 / 0 ÷ 20 / 0 ÷ 12
Matelas	Dimensions [Largeur x Longueur]	90 x 200 cm
	Épaisseur acceptable	15 cm
	Densité volumique de la mousse	35 - 50 kg/m ³
Système électrique	Boîte de contrôle	LINAK CA20
	Actionneur de levage Hi-Lo	LINAK LA24
	Actionneur du dossier / du repose-jambes	LINAK LA24
	Télécommande	LINAK HL74 Confort
	Tension d'entrée*	120-240V AC, 50/60Hz
	Tension de sortie	31V DC
	Puissance absorbée*	Max. 1A
	Durée de fonctionnement*	Facteur de marche : 10%, 2 min / arrêt 18 min
	Protection contre les agressions*	IP X4
	Appareil électrique Classe*	II
	Niveau sonore	Typiquement < 65 dB (A)
Roulettes	Type / Diamètre [mm]	Métal / 100
Poids [kg]	Total	85,0
	MSP (tête / pied) Avec lattes en bois	16,6 / 16,2
	tête et pied du lit	15,9
	Actionneur du dossier / du repose-jambes	1,5 / 1,5
	télécommande / boîtier	0,3 / 0,6
	Rails latéraux	11,2
	Potence avec poignée	5,3
Conditions de fonctionnement et de stockage	Température d'utilisation [°C]	+5 ÷ +40
	Température de stockage [°C]	-10 ÷ +50
	Humidité [%]	30 ÷ 75

* Les valeurs des données électriques sont visibles sur la plaque signalétique du lit médicalisé E23.