

FICHE TECHNIQUE E27

DONNÉES TECHNIQUES		
Charge [kg]	Max. poids utilisateur	165
	Sécurité de fonctionnement	200
	Lève-personne	80
Dimensions [cm]	Dimensions extérieures [L x l]	env. 106 x 207
	Couchage [L x l]	90 x 200 cm
	Passage sous le lit	env. 15,5
Réglage	Angulaire - segment appui-dos [°]	0 → 70
	Angulaire - segment appui-cuisses [°]	0 → 33
	Angulaire - segment appui-jambes [°]	0 → 20
Matelas	Vwmars [W x S x D]	90x200 / 10x90x200
	Densité de la mousse (volumétrique)	35 ÷ 50 kg/m ³
	Vyselogite ≈ 9°C kH	35 – 50 kgm ³
Système d'entraînement	Unité d'entraînement du lève-malade	Linak LA40
	Unité d'entraînement du lit	Linak LA27
	Unité de commande	Linak CA40
	Télécommande	HL74
	Paramètres d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Poids [kg]	Durée de fonctionnement	2 min de travail / 18 min de repos
	Degré de protection	IPX4
	Classe de sécurité	II
Poids [kg]	Niveau sonore	< 65 dB (A)
	Total	131,5
	Couchage (incl. tête)	20,0
	Couchage (pieds)	13,5
	Panneau avant (1)	8,8
	Support lève-personne avec moteur	9,5
	Piètement du lit	11,2
	Lève-malade (1)	0,3
	Télécommande // unité de commande	0,5
	Barrières, lot (ensemble)	12,1
Conditions de travail	Température [°C]	+ 10 ÷ +40
	Humidité [%]	30 ÷ 75
Conditions de stockage	Température [°C]	-5 ÷ +45
	Humidité [%]	30 ÷ 75
Conditions de travail	Température [°C]	-5 ÷ +45
	Humidité [%]	30 ÷ 75
	Température [°C]	-5 ÷ +45
Conditions de stockage	Humidité [%]	30 ÷ 75