




LIT ALZHEIMER E23

L'AVENIR DES SOINS DE LONGUE DURÉE
ÉCONOMIQUE ET CONFORTABLE


POTENCE



BARRIÈRES PLEINES




MATELAS À MÉMOIRE DE FORME



Retrouver le lit E23
sur le site

ÉQUIPEMENT DE BASE




HAUTEUR ÉLECTRIQUE DU SOMMIER AVEC MATELAS
23 À 80 CM

PROCLIVE/DÉCLIVE, RELEVÉ BUSTE ET PLICATURE
JAMBES ÉLECTRIQUE


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage de la hauteur avec matelas	23 cm à 80 cm
Charge de travail sûre	200 kg
Dimensions extérieures largeur x longueur x hauteur	101 cm x 214 cm x 86 [126] cm
Dimensions du matelas	90 cm x 200 cm x 15 cm
Sommier	Métallique ou à lattes
Boîtier de commande du système actionneurs / télécommande	LINAK (CA20 / LA24 / HL74 Confort)
Roulette	100 mm (diamètre) avec frein
Garantie	2 ans
Offre	Vente / Location*


ACCESSOIRES



EXTENSION DE SOMMIER



AIDE À LA LEVER




BARRIÈRES 3/4



TABLETTE DE LIT



PROTECTION REMBOURRÉE
POUR BARRIÈRES



BUTÉE MURALE
MÉTALLIQUE

BARIATRIE

LIT BARIATRIQUE **E 350**

LIT BARIATRIQUE **E 250**
PROCLIVE-DECLIVE



Sommier : 120x200 cm
Poids max de charge : 350 kg



Sommier : 120x200 cm
Poids max de charge : 250 kg