

Lit E25

un lit médicalisé à hauteur variable , alliant sécurité, confort et esthétique.



E 25



**Niveau minimal
du sommier**
25 cm



Télécommande
avec fonctions de
verrouillage



Vérins Linak




**Sommier
en ciseaux**
Pour plus de sécurité et
de stabilité


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LIT E25

Charge • Poids max. patient 185 kg • Charge de travail sécurisée 220 kg • Charge perche de levage 80 kg	Matelas • Dimensions (L × l) 90 × 200 cm • Épaisseur maximale 16 cm • Densité de mousse 35–50 kg/m³	Poids • Total 135,8 kg • Plateforme matelas (tête / jambes) 50,2 kg • Ciseaux Hi-Lo avec actionneur 41,0 kg • Actionneur dossier / repose-jambes 1,8 / 1,5 kg • Boîtier de commande 0,3 / 0,9 kg • Panneau de tête (1) 9,8 kg • Barrière pleine longueur (1 latte) 2,8 kg • Panneau latéral (1) 2,0 kg • Perche avec poignée triangle 5,3 kg
Dimensions • Lit extérieur (L × l) ≥ 107 × 206 cm • Plateforme matelas (L × l) 90 × 200 cm • Dégagement sous le lit ≥ 20 cm	Système de motorisation • Boîtier de contrôle LINAK CO61 • Actionneur Hi-Lo LINAK LA40 • Actionneurs dossier / repose-jambes LINAK LA27 • Télécommande LINAK HL754 • Tension d'entrée 100–240 V CA, 50/60 Hz • Tension de sortie 24 V CC • Puissance absorbée max. 3,9 A • Durée de fonctionnement 10 %, 2 min ON / 18 min OFF • Protection contre les intrusions IP X6 (actionneur Hi-Lo, boîtier) / IP X4 (actionneurs MSP; téléco...) • Classe d'appareillage électrique II • Niveau sonore < 65 dB(A)	
Réglages • Hauteur ≥ 31–81 cm • Section dossier ≥ 0–70° • Section repose-jambes supérieur ≥ 0–35° • Section repose-jambes inférieur ≥ 0–20°	Conditions d'utilisation • Température +10 à +40 °C • Humidité 30–75 %	Stockage / Transport • Température -20 à +50 °C • Humidité 30–75 %


PLICATURE JAMBES




RELÈVE BUSTE




HAUTEUR



ACCESSOIRES



Extension de sommier



Aide à la lever



Barrières escamotables
sur toute la longueur



Extension des barrières en
hauteur



Protection rembourrée
pour barrières



Rehausse métallique



Barrières 3/4



Barrière latérale divisée
avec panneau latéral



Butée murale
métallique



Support pour perfusion



Potence avec enrouleur



Tablette de lit

PANNEAUX



NUANCIER

