

Lit E27

TM
Médical

un lit médicalisé à hauteur variable ultra-basse, alliant sécurité, confort et ergonomie pour les soignants.

DEMI-BARRIÈRES ESCAMOTABLES



E 27



Niveau minimal du sommier

27 cm




Télécommande

avec fonctions de
verrouillage



Revêtement décoratif

pour un design
harmonieux et élégant



Roulettes à double frein

Pour plus de sécurité et
de stabilité



Technologie de vérin de pointe

Pour le levage du lit en
douceur et en silence



Demi-barrières escamotables

Pour plus de flexibilité et
d'adaptabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LIT E 27



CHARGE (kg)

Poids max. du patient	170
Charge de travail max.	200
Barre de levage	80



DIMENSIONS (cm)

Dimensions extérieures du lit (L x l)	106 x 207
Sommier	90 x 200
Dégagement sous le lit	16



RÉGLAGES

Hauteur (cm)	27 - 72
Angle - relève buste (°)	0 - 70
Angle - haut plicature jambes (°)	0 - 35
Angle - bas plicature jambes (°)	0 - 20



MATELAS

Dimensions (cm)	90 x 200
Épaisseur max. (cm)	15


PLICATURE JAMBES




RELÈVE BUSTE




HAUTEUR



ACCESSOIRES



Extension de sommier



Aide à la lever



Barrières escamotables
sur toute la longueur



Extension des barrières en
hauteur



Protection rembourrée
pour barrières



Rehausse métallique



Barrières 3/4



Barrière latérale divisée
avec panneau latéral



Butée murale
métallique



Support pour perfusion



Potence avec enrouleur



Tablette de lit

PANNEAUX



NUANCIER

