

Sorrento



Fauteuil réglable en largeur

Disponible en trois tailles de Profondeur d'assise (40cm-45cm-50cm)

Tilt in Space (Inclinaison dans l'espace):

Une fonction qui permet de basculer le fauteuil en conservant l'angle entre l'assise et le dos.

Super confortable avec des caractéristiques de réduction de pression très prononcés.

Qualité européenne avec 7 ans de garantie sur le cadre.

Complètement réglable en moins d'une minute, sans outils

Adaptation multidimensionnelle des accoudoirs, repose-pieds, assise et dossier

Cales latérales articulées hélicoïdales

Disponible en version manuelle, semi-électrique et électrique

Balancement

Les systèmes de balancement et d'inclinaison (Tilt in Space) peuvent être utilisés pour réduire la pression et optimiser la posture. Le dossier ajustable accomode des utilisateurs avec une flexion de la hanche limitée et quand cette fonction est utilisée en combinaison avec le balancement, elle peut éviter que l'utilisateur glisse du fauteuil.

Le Sorrento convient aux adultes touchés par une des conditions ou maladies suivantes:

Paralysie cérébrale -Traumatisme médullaire-Traumatisme crânien-Accident vasculaire cérébral

Sclérose en plaques-Maladie de Parkinson-Maladie neurodégénérative-Démence-Maladie d'Alzheimer-Démence avancée

Le Sorrento est très efficace auprès des patients qui ont des problèmes de posture et qui sont touchés par :

Les Escarres –Cyphose-Scoliose-Lordose-Contractions des articulations-Œdème-Besoins de réhabilitation postopératoires-

Paralysie spasmodique-Affaissement des muscles-Fatigue

Sécurité de l'utilisateur

Le mécanisme de basculement vers l'arrière se révèle fort utile chez les individus ayant un faible maintien du tronc car il peut empêcher son utilisateur de glisser dans son siège.

Les supports latéraux

Les supports latéraux et les coussins peuvent être rajoutés à tout moment pour aider à maintenir l'individu dans le fauteuil et à améliorer sa posture, lui permettant ainsi de trouver une position idéale pour les activités de la vie quotidienne .

Évaluation

Nos experts évaluent chaque cas précis, identifient les besoins spécifiques et prennent les dimensions corporelles de chaque individu. Le Sorrento se règle en fonction du besoin et des spécificités de chacun. S'il est nécessaire pour l'utilisateur d'avoir un support spécifique (sur mesure) c'est possible.

Réglage

Le Sorrento se règle en moins d'une minute. C'est très pratique pour l'utilisation de fauteuils accueillant plusieurs patients à tour de rôle, dans les maisons de retraite, maisons et foyers médicalisés ou dans les hôpitaux.

Accessoires

Dossier cascade -Dossier fibreflux- coussin d'assise incliné -Rembourrage accoudoirs – poche latérale- cales tronc –couverture accoudoirs – Réducteur d'accoudoirs-Appui tête – appui tête courbé souple –appui tête courbé rigide

Garantie

Le Sorrento à 7 ans de garantie sur le cadre (chassie) et 1 an de garantie, la garniture, si le fauteuil est utilisé et correctement .