

Atlanta



Conçu pour la **maladie de chorée de Huntington**, L'Atlanta est recommandé aussi pour les maladies suivantes :
Maladie d'Alzheimer –Lymphœdème –Cellulite-Démence avancée -Maladie de Parkinson-Traumatisme crânien

Caractéristiques

Disponible en 03 largeurs d'assise :38-45-50

Fauteuil avec repose jambes indépendant

Inclinaison de l'assise et dossier par vérin à gaz

Dossier avec double courbure ou dossier cascade (option)

Assise et dossier en DARTEX pour aider à la prévention d'escarres

Diminue le syndrome d'immobilisation

Offre une position ergonomique et confortable

Réduit les risques de chute et de blessure

L'Atlanta est très efficace auprès des patients qui ont des problèmes de posture et qui sont touchés par les conditions médicales suivantes:

Risque d'escarres

Contraction des jambes

Gonflement et œdème des membres inférieurs

Agitation et mouvements vigoureux et involontaires

Risques de glisser et chute du fauteuil

Mécanisme d'inclinaison

Le mécanisme intégré de soulèvement et d'inclinaison est fondamental pour positionner une personne et réduit le risque de glisse, les lésions de pression et les positions divergentes.

Accoudoirs hauts

L'assise profonde et les accoudoirs hauts sont bénéfiques pour personnes qui ont un risque de chute du fauteuil.

Drainage

Le repose-pied ajustable combiné avec la fonction de soulèvement et d'inclinaison, aide à mettre les pieds plus hauts que le cœur, ce qui est la position optimale pour le drainage.

Souffrant de contraction des jambes ou de paralysie

Ce fauteuil est également utilisé chez les gens souffrant de contraction des jambes ou de paralysie au niveau des tendons du jarret car son dispositif permet aux individus de rétracter les pieds derrière les genoux, sans que l'assise se trouve compromise.

Évaluation

Accessoires (option)

Dossier cascade -Dossier fibrelux- coussin d'assise incliné -Rembourrage accoudoirs – poche latérale- cales tronc –couverture accoudoirs – Réducteur d'accoudoirs-Appui tête – appui tête courbé souple –appui tête courbé rigide

Garantie

L'Atlanta à 7 ans de garantie sur le cadre (chassie) et 1 an de garantie, la garniture, si le fauteuil est utilisé et correctement.