



Dimensions

a	Hauteur total du fauteuil	1205mm
b	Hauteur du dossier	800mm
c	Hauteur assise	520mm
d	Largeur intérieur du dossier	505mm
e	Longueur totale	870mm
f	Longueur inclinée	1520mm

Dimensions assise et largeurs fauteuil

g largeur assise	h largeur fauteuil
380mm	645mm
450mm	715mm
500mm	715mm
550mm	815mm
650mm	815mm

k	Profondeur assise (Min)	350-480mm
l	Profondeur assise (Max)	490-550mm
m	Longueur repose jambes	420mm

Inclinaison

ii	inclinaison dossier	90°-130°
iii	inclinaison repose jambes	90°-125°
iv	inclinaison dossier et assise intégrée	

Hauteurs accoudoirs disponibles

i	Low	665mm
j	High	695mm