



## *Lits médicalisés simple ou double pour collectivités*



Bois hêtre massif Normes d'hygiène hospitalière

Lits Médicalisés simples 90, 100, 120 cm

Lits Médicalisés doubles 140, 160, 180, 200 cm

Sommier électrique relégable en hauteur 40-80cm

Relève buste plicature jambes électrique

Barrières escamotables vers le bas (barreaux ou en plexiglass )

Poids max d'utilisateur de 150-350 kg

**Extension de sommier et fabrication sur mesure**

Couleurs



**TM**  
Médical