


# BON DE COMMANDE



taille	Dimensions [cm]				couleurs	housse coton	housse vismo	maillage
	A	A <sub>1</sub>	B	C				
1	26	21	30	10		PF/BM-E/1	PV/BM-E/1	PMN/BM-E/1
2	26	21	41	14		PF/BM-E/2	PV/BM-E/2	PMN/BM-E/2



## GOUTTIERE BODYMAP E

	REF
Taille 1	BM-E1
Taille 2	BM-E2
<b>Équipements standard</b> coussin couleur noir + pompe manuelle à depression	
<b>Équipements optionnels</b>	REF
Housse COTON	H-F-A
Housse VISMEMO	H-M-A
Maillage nid d'abeille	H-MM-A
Couleur (blue ,vert,orange,rose)	BODY-COL
Pompe manuelle (air-vide)	30000
Pompe électrique (air-vide)	31000
Pompe électrique Switch 5L/Min	31010
Pompe électrique Switch 22L/Min	31300