

BON DE COMMANDE

Numéro d'article:	TAILLE 1	TAILLE 2	TAILLE 3	TAILLE 4	TAILLE 5
Largeur totale:	53 cm	53 cm	56 cm	56 cm	64 cm
Largeur du siège à l'avant:	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	44 cm
Largeur de siège à l'arrière:	18 cm	26 cm	24 cm	30 cm	38 cm
Profondeur du siège:	31 cm	32 cm	37 cm	45 cm	45 cm
Longueur du dossier sans appuie-tête:	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Hauteur du siège min.:	49 cm	49 cm	49 cm	50 cm	50 cm
Hauteur du siège max.:	65 cm	65 cm	65 cm	66 cm	66 cm
Inclinaison ajustable du siège de:	15° à 30°	15° à 30°	15° à 30°	15° à 30°	15° à 30°
Poids produit	9,8 kg	10,5 kg	11,1 kg	11,8 kg	12 kg
Poids max d'utilisateur	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg

Équipements optionnels




Plateau support pieds-tablette -capitonna néoprène



Appui de tête et support coup



Sangle pelvienne-Sangle thoracique- harnais



Siège de de douche et toilette TS	Ref
Taille 2	TS-400
Taille 3	TS-500
Taille 4	TS-600
Taille 5	TS-700
Équipements standard :siège réglable en hauteur et inclinaison -Seau hygiénique, roues avec freins	
Équipements optionnels	Ref
Plateau support pieds + systme inclinaison	TS-111
Sangle pelvienne	C 4048
Sangle thoracique	C 4048
Harnais H	UZ-031-1510
Sangle pour pieds	UZ-030-1503
Appui de tête plat	TS-131
Appui de tête et support coup	TS-132
Capitonnage néoprène vert	TS-123
Capitonnage néoprène gris	TS-123-2
Table	TS-153
Barre à pousser	TSZ-052
Gilet harnais	UZ-035-1