

# BON DE COMMANDE

## Verticalisateur

	Vision
article:	VS-1000
Hauteur repose pieds –table	93-120 cm
Hauteur repose pieds – cale genoux	38-56 cm
Hauteur repose pieds – main courante	80-104 cm
Hauteur repose pieds-sol	8 cm
Distance au sol	3,5 cm
Longueur totale:	110 cm
Largeur extérieur du cadre:	78 cm
Largeur intérieure du cadre:	61,5 cm
Dimensions Table	75 x 80 cm
Alimentation électrique:	230 V
Poids produit	62 kg
Poids max utilisateur	150 kg



Cale genou 3D

Dispositif d'arrêt d'urgence

Télécommande de contrôle

## Équipements optionnels



Support de dos avec appui de tête

Supports pelviens

Fixations pour cales pieds



Sangle de traction en daim

Sangle de traction-abdominale

## VERTICALISATEUR ELECTRIQUE VISION

	REF
Vision	Vs-1000
<b>Équipements standard :</b> Châssis à roulettes équipées de frein-vérin électrique avec batterie-mécanisme de traction avec sangle large	
Dispositif d'arrêt d'urgence -télécommande de contrôle sans fil	
Cale-pieds avec sangles -cales genoux réglage individuel- tablette réglable en largeur et inclinaison	
<b>Équipements optionnels</b>	
Ceinture reductrice de pression	Vs-0501
Ceinture de traction en daim	Vs-0502
Ceinture de traction ceinture abdominale	Vs-0503
Support postérieur	Vs-0050
Support de dos avec appui-tête	Vs-0060
Fixation des pieds en velcro	Vs-0090
Fixation avant-pied	Vs-0070
Coussin abdominal	Vs-0080