

BON DE COMMANDE

	Taille C1	Taille C2	Taille J1	Taille A1	Taille A2
Numéro d'article:	MGO-C10..	MGO-C20..	MGO-A1...	MGO-A2...	MGO-A3...
Longueur:	71,5 cm	71,5 cm	86,5 cm	95,5 cm	95,5 cm
Largeur:	65 cm	65 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Hauteur d'assise:	20,5- 41,3 cm	26,5- 60,5 cm	45,5- 66,5 cm	60,5- 85,5 cm	76,5- 110,5 cm
Hauteur anneau thoracique:	53,5- 70 cm	69- 84 cm	75,5- 96,5 cm	94,5- 120,5 cm	111,5- 145 cm
Circonférence anneau thoracique:	70 cm / 90 cm		70 cm / 90 cm / 105 cm	70 cm / 90 cm / 105 cm / 120 cm / 140 cm	
Dimensions Roues avant:	14 x 3 cm	14 x 3 cm	14 x 3 cm	20 x 5 cm	20 x 5 cm
Dimensions Roues arrière:	25 x 5 cm	25 x 5 cm	40 x 4 cm	40 x 4 cm	40 x 4 cm
Capacité par ressort:	min. 10 kg / min. 15 kg / *min. 20 kg	min. 10 kg / min. 15 kg / *min. 20 kg	min. 20 kg / *min. 40 kg / min. 60 kg / min. 70 kg / min. 100 kg	min. 20 kg / *min. 40 kg / min. 60 kg / min. 70 kg / min. 100 kg	min. 20 kg / min. 40 kg / *min. 60 kg / min. 70 kg / min. 100 kg
Standard*					
Poids produit	17,5 kg	17,5 kg	28,5 kg	30,5 kg	32,5 kg
Poids max utilisateur	60 kg	60 kg	130 kg	130 kg	130 kg



Équipements optionnels




selle spéciale



Séparateur de jambes



Anti-basculement



Frein réglable



Stabilisateur directionnel



Anneau diamètres différents

VERTICALISATEUR ET AIDE A LA MARCHÉ MOWEGO

	REF
C1 (enfant) hauteur assise 20.5-41.3cm	MGO-C1
Hauteur thoracique 70ou90 cm	
C2 (enfant) hauteur assise 26.5-60.5cm	MGO-C2
Anneau thoracique 70ou90 cm	
J1 (Junior) hauteur assise 45.5-66.5cm	MGO-J
Hauteur thoracique 70ou90 cm	
A1 (Adulte) hauteur assise 60.5-80.5cm	MGO-A1
Hauteur thoracique 70-90-105 -120cm	
A2 (Adulte) hauteur assise 76.5-110.5cm	MGO-A2
Hauteur thoracique 70-90-105 -120cm	
Équipements standard : Chassis avec roulettes-Freins arrière - assise –anneau thoracique –anneau pelvien	
Équipements optionnels	REF
Blocage direction	MGO-34001
Système anti bascule	MGO-12002
Frein non réversible	MGO-12006
Séparateur de jambes	MGO-34005
Frein ralentisseur	MGO-12004
Guide de marche	MGO-12007
Assise spéciale	MGO-12258
Ressorts (la paire)	
Charge par ressort min.10kg	MGO-253440
Charge par ressort min.15kg	MGO-253441
Charge par ressort min.20kg ENFANT	MGO-253442
Charge par ressort min.20kg junior-adulte	MGO-253443
Charge par ressort min.40-60-70-100 kg	MGO-253444