

BON DE COMMANDE


BS	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Hauteur Aisselles- pieds (cm)	70.0 – 101.0	83.0 – 121.0	115.0-153.0
Largeur hors tout (cm)	51.0	59.0	63.0
Longueur totale (cm)	70.0	85.0	111.0
Hauteur de base modèle de base (cm)	max. 86.0	max. 100.0	max. 135.0
Hauteur totale avec tous les accessoires (cm)	max. 122.0	max. 140.0	max. 195.0
Hauteur totale plan horizontale (cm)	55.0 – 67.0	64.0	72.0
Hauteur sol-pieds (accès) (cm)	5.0 – 10.0	10.0 – 15.0	5.0 – 10.0
Inclinaison (°)	-5° - 90°	-5° - 90°	-5° to 90°
Poids produit (kg)	19.0	21.0	33.0
Poids max utilisateur (kg)	50.0	70.0	100.0



Position ventrale

Position dorsale


Accessoires



Cale genoux



Plot d'abduction



Support postérieur




TABLE DE VERTICALISATION VENTRALE ET DORSALE BS

	REF
Taille 1	BS100
Taille 2	BS101
Taille 3	BS102
Equipements standards: Cadre avec roulettes et freins-Repose pieds 3D -Verin -Sangle thoracique et pelvienne	
Équipements optionnels	
Table ventrale et dorsale	BS-0810-6
Abducteur	BS-0300-6
Cales hanches (la paire)	BS-0200-6
Cales tharacique (la paire)	BS-0200-6
Support posterieur	BS-0900-6
Cales genoux (pour verticalisation ventrale)	BS-0910-6
Support menton	BS-0600-6
Coussin d'extension 1 (26x16cm)	BS-0400-6
Coussin d'extension 1 (32x12cm)	BS-0400-6
Sandales	BSZ-14-055-1
Motorisation	BSZ-315-0550-OK