


BON DE COMMANDE



Fiche technique

Produit	Tilty	Tilty Duo
Num article	LT-1000-T	LT-1000-TD
Hauteur accoudoirs position basse cm	53.4	53.4
Hauteur accoudoirs position haute cm	73.3	73.3
Angle d'élévation °	25°	25°
Connexion électrique V	230	230
Moteur linak V	24	24
Classe protection	IPX8	IPX8
Largeur entre accoudoirs cm	45.4	45.4
Largeur hors tout cm	54.6	54.6
Profondeur hors tous cm	64.2	64.2
Poids produit kg	25	25
Poids max utilisateur kg	85	165

