

Divan d'examen extensible à hauteur variable



Table à langer réglable en hauteur



Divan d'examen extensible à hauteur variable

Confortable et sûr avec plan de couchage extrêmement large

Extensible le divan passe de 172,5 cm x 100 cm à 261 cm x 100 cm

Construction compacte en bois de hêtre massif

Le réglage continu en hauteur allant de 57 cm à 93.5cm, y compris des roulettes de 7,5 cm, permet un maniement ergonomique, aussi pour des personnes de grande taille.

Pratique grâce au grand espace de rangement situé sous le plan de couchage (livré avec ou sans tiroir)

Des fabrications sur mesure en fonction des exigences du patient sont possibles

Poids max d'utilisateur 150kg

Tête et pied de table articulés

interrupteur manuel

Peut-être utilise pour la méthode de thérapie Bobath / Vojta



Table à langer réglable en hauteur

Pour un usage en milieu spécialisé ou domestique, relevable à la hauteur d'un fauteuil roulant.
Grand matelas à langer avec des bords élevés permettant une plus grande sécurité lors des soins.
Espace de rangement pratique sous le matelas à langer.

Livable avec ou sans tiroirs ainsi qu'en différentes dimensions.

Maniement ergonomique même pour des personnes de grande taille grâce à un réglage électro motorisé en hauteur et en continu de 52 à 93 cm

Dimensions internes de la table (matelas): 95x122cm

Dimension externe de la table : 100x130cm

Ajustement électrique de la hauteur : 52 –93.5cm

Poids max d'utilisation 120kg

