



remboursement  
**LPP**  
Assurance maladie

Garantie 7ans

# FAUTEUIL ATLANTA



# FICHE TECHNIQUE

## Dimensions de base

A: Hauteur totale	1135 mm
B: Hauteur dossier	750 mm
C: Hauteur d'assise	540 mm
D: Longueur	
intérieure du dos	505 mm
E: Longueur totale	1350 mm
F: Longueur inclinée	1700 mm

## Largeur d'assise et dimensions hors tout

G: 400 mm	H: 655 mm
450 mm	690 mm
500 mm	690 mm
550 mm	740 mm
600 mm	790 mm

## Hauteur des accoudoirs

I Moyen	630 mm
J Haut	660 mm

## Profondeur d'assise

K	480 mm
---	--------

## Hauteur roues - châssis


L	420 mm
---	--------

## Angles d'inclinaison

II	Dossier 110°-140° 30° intervalle
III	Repose pieds 75°-107° 32° intervalle
VI	TiltinSpace assise 54°-74° 20° intervalle

Poids du fauteuil 67 Kg

Poids max de l'utilisateur 159 Kg





### **Caractéristiques**

Disponible en trois largeurs d'assise : 40-45-50 cm.

Fauteuil avec repose jambes indépendant.

Inclinaison de l'assise et dossier par vérin à gaz.

Dossier avec double courbure ou dossier cascade (option).

Assise et dossier en DARTEX pour aider à la prévention d'escarres.

Diminue le syndrome d'immobilisation.

Offre une position ergonomique et confortable.

Réduit les risques de chute et de blessure.

Barre à pousser ergonomique.

4 roulettes 100 mm dont 2 avec freins à l'arrière.

L'Atlanta convient aux maladies suivantes : conçu pour la maladie de chorée de Huntington.

**L'Atlanta est recommandé aussi pour les maladies suivantes :** Maladie d'Alzheimer - Lymphoedème - Cellulite - Démence avancée - Maladie de Parkinson - Traumatisme crânien.

**Réglage :** Le Sorrento se règle en moins d'une minute. Pratique pour l'utilisation du fauteuil accueillant plusieurs patients à tour de rôle, dans les maisons de retraite, maisons et foyers médicalisés ou dans les hôpitaux.

### **Options**

Dossier cascade - Dossier fibrelux - Coussin d'assise incliné - Rembourrage accoudoirs - Poche latérale - Couverture accoudoirs - Réducteur de largeur - Appui-tête - Appui-tête concave - Tablette - Roues 125 cm.

### **Normes de sécurité**

L'Atlanta porte le marquage CE selon les directives sur les dispositifs médicaux 93/42/EEC et les normes BS ISO 7176 à risque moyen.

Il est conforme aux exigences de la norme BS EN 12182:1999.

### **Garniture**

Le tissu et les matériaux des fauteuils sont conformes aux normes non feu.

### **Garantie**

L'Atlanta a 7 ans de garantie sur le cadre et 1 an de garantie sur le reste des parties.

