



Bon de Commande

Accessoires :





URSUS

prix public conseillé TTC

REF

Taille 2

USS2

Taille 3

USS3

Équipements standard :

chassis :légé en aluminium , pliable, Roues arrière 300mm avec freins individuels ,Roues avant 200mm directrices

Suspensions avant , système fixation assise ,poignet frontale et barre de saisie réglable en inclinaison

Dossier :réglable en hauteur ,inclinaison, harnais 5 poits, Appui de tete réglable , cales tronc réglable

Assise : largeur et profondeur réglables, inclinaison d'assise, plateau pieds réglable en longueur et inclinaison

Équipements optionnels

prix public conseillé TTC

REF

Sangle pelvienne

USS107

Harnais H

USS114

Harnais 6 points

USS125

Sangle thoracique large

USS126

Cales tronc rigides x2

USS127

Plot d'abduction amovible

USS128

Sangle de stabilisation du tronc

USS130

Stabilisateur de pieds x2

USS161

Sangle d'abduction

USS163

Umbrella

USS402

Tablette PU

USS403

Capotte

USS405

Housse anti pluie

USS408

Porte Gobelet

USS411

Couverture roues x2

USS415

Couverture roues avant x2

USS442

Sac thermique polaire

USS417

Manchons d'hiver

USS447

Housse réversible

USS449

Support de téléphone

USS452

Pagnier

USS505

Sac de transport standard

USS506

Coussin d'assise avec traversin

USS453

Sac VOYAGER

USS511

Sac FLASH

USS512

Chassie pour interieur

USS607

	Ancien code	Nouveau code	Montant	Désignation
(a)	4261051	9210064	962,20 €	POUSSETTE MULTIREGLABLE EVOLUTIVE
(b)	4360215	9310179	69,84 €	CALE ANTI-ADDITION DES CUISSSES,
(c)	4329330	9310185	105,53 €	SUPPORT D ECARTEMENT DES JAMBES
(d)	4376386	9310191	76,82 €	TABLETTE
(e)	4328542	9310200	96,22 €	HARNAIS
(f)	4331024	9310216	34,92 €	CALE LATERALE
(g)	4357319	9310222	63,47 €	APPUI-TETE