


# Proxima



## Fiabilité éprouvée

Le lit Proxima offre un ensemble de fonctionnalités avancées qui optimisent le confort et la sécurité du patient et simplifient les tâches du personnel soignant.

**Amplitude de 10 à 80 cm**  
**Poids maximum de l'utilisateur 240 kg**





## Position Fauteuil

Pour le bien-être du patient grâce à un changement des points de compression

## Position Déclive

Pour repositionner le patient dans le lit en cas d'urgence



## Remise a plat du plan de couchage

Remise à plat du plan de couchage  
La fonction de remise à plat en option permet de déplacer le lit à partir de n'importe quelle position articulée vers sa position la plus basse et la plus à plat, à seulement 10cm

## Commandes intuitives

Les commandes à symboles intuitifs facilitent l'accès aux fonctions du lit.  
Les fonctions simplifient les tâches quotidiennes du soignant, tout en améliorant l'autonomie et le confort du patient.



## Facilité de nettoyage et de désinfection

Les éléments du plan de couchage stratifié sont amovibles pour un nettoyage efficace.  
Les surfaces lisses et les panneaux amovibles facilitent le nettoyage.

## Accessoires



### Barrière 3/4 en époxi 3 barreaux

Équipées de systèmes de fixation empêchant les mauvaises installations, elles sont conformes aux exigences des normes en matière d'espacement

### Barrières pleines avec protection en filet

Des barrières coulissantes sur toute la longueur avec un revêtement en filet.

Filet souple et capitonné est utilisé pour éviter que le patient ne se coince entre les barrières



Potence



Porte sérum



Matelas de sol pliable Epaisseur 22 cm



Porte sac à urine



Fiche technique

A modern hospital room with two beds, side tables, and blue patterned curtains. The room is clean and well-lit, with a light blue wall and a white ceiling. The beds are white with blue mattresses and pillows. The side tables are green and white. The curtains are blue with a white pattern. The room is divided into sections by the curtains.

**-Conception  
-Personnalisation  
-Aménagement**

**« Nous proposons une gamme de tables, de chevets, d'armoires et de commodes »**