

# Empressa




## Le lit polyvalent

Pour améliorer la sécurité et vous aider à atteindre des résultats cliniques exceptionnels. Hauteur, longueur et largeur adaptables



Amplitude de 10 à 80 cm  
Poids maximum 240 kg





## Position Fauteuil

Pour le bien-être du patient grâce à un changement des points de compression




## Position Déclive

Pour repositionner le patient dans le lit en cas d'urgence



## Kit d'ajustement de largeur

Ce kit permet d'augmenter la largeur d'un lit standard de 150 mm et la longueur de 20 cm, le rendant ainsi adapté aux personnes qui ont besoin ou préfèrent un lit plus large. Il permet également l'utilisation d'un matelas plus large.



## Montage démontage ergonomique

Le montage et le démontage sont faciles et peuvent être réalisés par une seule personne. Avec le kit de transport inclus en série, le lit est facile à déplacer ou à ranger.

## Version capitonnée

Le lit Empressa est disponible dans une version capitonnée en tissu, ce qui peut ajouter une touche de chaleur et de personnalisation au lit.



## Accessoires




### Barrière 3/4 en époxi 3 barreaux

Équipées de systèmes de fixation empêchant les mauvaises installations, elles sont conformes aux exigences des normes en matière d'espacement

### Barrières pleines avec protection en filet

Des barrières coulissantes sur toute la longueur avec un revêtement en filet.  
Filet souple et capitonné est utilisé pour éviter que le patient ne se coince entre les barrières



### Protection de barrière 3/4



### Kit extension de sommier largeur 105 cm et longueur 220 cm



### Matelas de sol pliable Epaisseur 22 cm



### Barre d'appui



Fiche technique





**-Conception  
-Personnalisation  
-Aménagement**

« Nous proposons une gamme de tables, de chevets, d'armoires et de commodes »

